

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Zimmeruntergestell **BOSSE**

- Wendiges und universelles Zimmeruntergestell.
- Mit dem Straßenumbausatz auch für den Außenbereich geeignet.
- Sitzhöhenverstellung von der Spielebene bis zur Tischhöhe.
- Sitzkantelung und Höhenverstellung stufenlos über eine Gasdruckfeder.
- Kippsicher konstruiert mit großer Beinfreiheit im Radbereich.
- Leicht transportierbar.

Crashgetestet nach ISO 7176-19



HMV. Nr. 26.99.01.0026

Grundmodell - Maße			
	BOSSE Gr. 0	BOSSE Gr. 1	BOSSE Gr. 2
max. Belastung	30 Kg	50 Kg	70 Kg
Eigengewicht	8 Kg	10 Kg	12 Kg
Höhe Sitzschalenaufnahme	18 / 55 cm	18 / 55 cm	18 / 55 cm
Sitzwinkel	+30°	+30°	+30°
Breite gesamt	48 cm	56 cm	62 cm
Länge gesamt	59 cm	62 cm	67 cm




Grundmodell					
BOSSE Gr. 0		BOSSE Gr. 1		BOSSE Gr. 2	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 13.01.001	<input type="checkbox"/> 1260,50 €	Art.-Nr. 03.01.001	<input type="checkbox"/> 1295,00 €	Art.-Nr. 04.01.001	<input type="checkbox"/> 1510,50 €

Farben		
<input type="checkbox"/> RAL 5013 Kobald Blau	<input type="checkbox"/> RAL 9006 Silber	<input type="checkbox"/> Wunschfarbe auf Anfrage

Gasdruckfedern		
<input type="checkbox"/> 750 N	<input type="checkbox"/> 1000 N	<input type="checkbox"/> 1200 N

Schiebegriff	Schiebegriff an Adapterplatte	Straßenumbausatz
		
Art.-Nr. 03.02.001 <input type="checkbox"/> 280,00 €	Art.-Nr. 03.05.001 <input type="checkbox"/> 280,00 €	Art.-Nr. 03.03.001 <input type="checkbox"/> 815,00 €

Fußbank	Trapezadapter Gr. 0	Trapezadapter Gr. 1
		
Art.-Nr. 03.04.001 <input type="checkbox"/> 235,00 €	Art.-Nr. 90.06.001=0 <input type="checkbox"/> 243,00 €	Art.-Nr. 90.06.001=1 <input type="checkbox"/> 243,00 €

Laufrollen		
80 mm	100 mm	125 mm
		
Art.-Nr. 90.31.001 <input type="checkbox"/> 0,00 €	Art.-Nr. 90.33.001 <input type="checkbox"/> 51 € (Satz)	Art.-Nr. 90.34.001 <input type="checkbox"/> 99,50 €